


Angio version with 30 fps acquisition rate, DSA, powerful image processing capability and large storage capacity

Version angiographique avec acquisition de 30 images/sec, DSA, excellent traitement d'image et large capacité de stockage.



BCA-PLUS

Basic trolley with 1 or 2 monitors and keyboard for patient data editing.

Chariot pour 1 ou 2 moniteurs et clavier pour insérer les données du patient.



long years of experience in X-ray business field
longue expérience dans le domaine radiologique

technical support and service
support technique et assistance

extensive dealers network
réseau de distribution étendu

Your reliable Partner




BMI BIOMEDICAL INTERNATIONAL srl
Via E. Fermi 52 Q/R - Curno (BG) - ITALY
Ph. +039 035,43,76,381 - Fax +39 035,43,76,401
www.bmibiomedical.it - e-mail: info@bmibiomedical.it

Specifications subject to change without prior notice. All rights reserved.
Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Tous droits réservés.
BCA-PLUS rev. 1.0. 2012

QuidLifeStyle.com

BCA-PLUS

Digital Mobile C-Arm



Compact version for maximal operational freedom around the unit

Version compacte pour opérer librement autour de l'unité

1Kx1K digital imaging system, providing higher definition with lower X-ray dose

Système d'imagerie numérique 1Kx1K pour obtenir des examens en haute définition avec une dose bas

Overview windowing with image scrolling function

Fonction "windowing" avec le "coulissement" d'image

Full DICOM connectivity
DICOM Worklist
DICOM Store

*Connection DICOM complete
DICOM Worklist
DICOM Store*

9" or 12" I.I. tubes for a wider investigational area

Amplificateur de brillance 9" ou 12" pour permettre d'investiguer une zone vaste

Outstanding free space and immersion depth for improved patient's accessibility and easier operations on all X-ray beam incidences

Espace libre et profondeur considérables pour améliorer l'accessibilité du patient et faciliter les opérations en toutes incidences

X-ray monoblocs with stationary or rotating anode tubes

Monobloc avec tubes à anode fixes ou tournants

BCA-PLUS

Digital Mobile C-Arm

Digital mobile C-arm with complete range of configurations to comply with any kind of clinical and budget need.

Arceau mobile avec une gamme complète des configurations pour satisfaire le besoin des cliniques et leur budgets

Digital memories for storage of 3.000 or 6.000 images

Mémoire numérique pour stocker 3000 ou 6000 images



USB socket for pen recording and LAN socket for DICOM connection

Sortie USB pour enregistrer les images sur clé et prise LAN pour connexion DICOM

Main technical data

Principaux données techniques

